

對抗 新冠肺炎 COVID-19 最佳利器

IR-Health Observer IR-101



呈振企業股份有限公司 07-3392677 www.ccico.com.tw 高雄市前鎮區中山二路 2 號 19 樓之 9



IR-Health Observer IR-101

人體紅外線影像體溫測量儀

Safe, Effective Elevated Body Temperature Screening System



IR-Health Observer

安全,快速,人員 體溫掃瞄系統



Simple



Automated



Affordable

- ▽ 無須任何專業訓練就可操作
- ▽ 利用 AI 自動辨別人體的臉部進行溫度測量
- ▽ 準確,可信賴, +/- 0.3°C 準確度
- ▽ 幫助企業和學校安全恢復營運

WHAT'S IN THE BOX

IR-Health Observer 熱像儀鏡頭



桌面行腳架



網路線



電源轉換器



螺絲固定擴充座



USB-to-Ethernet 轉換器


設置非常簡單]

只需 3 個步驟就可以使用




Step 1
Mount the camera on tripod.

將熱像儀 架在三角架上




將熱像儀網路埠與電腦的 USB 埠經由轉換器做連結



將熱像儀接上電源插座, 主機會發出 3 聲“嗶”音響

鏡頭測量距離

- ▽ 內建於軟體中的 AI 可自動查找範圍內的人體目標
- ▽ 可自動排除非人臉的高溫
- ▽ 偵測距離約於鏡頭距離 (1m - 2m)



軟體功能介紹

現場即時顯示

Camera list

- 一部電腦最多可同時接 4 台熱像儀(4 分割畫面)



Picture Log

- 高溫警報自動拍照，含熱影像與實體數位照片

測溫畫面

- ▼ 單人或同時多人測量
- ▼ 寬廣的視角

- ▼ 熱影像與可視影像同時顯示 - 子母畫面

